

Istruzioni per il montaggio del rialzo per WC TH-10

Importante!

Prestare attenzione che il montaggio di questo dispositivo deve essere eseguito solo da personale specializzato e istruito.

Prima di iniziare il montaggio:

Leggere attentamente queste istruzioni e seguire i passi indicati qui di seguito.

1. Preparazione per il montaggio

Rimuovere il sedile WC esistente in ogni sua parte e pulire la superficie della tazza del WC in modo che non siano più visibili residui.

2. Montaggio del supporto

- 1) Rimuovere i dadi, le chiavi di plastica e le due rondelle (una in acciaio inox e una in plastica) da entrambe le viti di fissaggio (set a basso serraggio) sul supporto.
- 2) I due tubi di protezione (blu) rimangono sulle viti, a filo del bordo inferiore dell'elemento a basso serraggio.
- 3) Controllare che i quattro paracolpi di gomma (n. art. 350.140.420) fissati sul lato inferiore siano fissati saldamente e non siano sporchi.
- 4) Ora mettere con attenzione il dispositivo sulla toilette. Nel farlo, assicurarsi che le viti che sporgono in basso (viti a basso serraggio) si inseriscano nei due fori della tazza del WC (figura 1).
- 5) Dopo aver posizionato il dispositivo sul WC, allinearne lateralmente in modo che sia centrato sulla tazza del WC.
- 6) L'ordine delle rondelle è importante: inserire prima la rondella di plastica e poi la rondella di acciaio inossidabile sulle viti a basso serraggio prima di stringere i dadi con la chiave esagonale compresa nella fornitura. Stringere i due dadi alternativamente e uniformemente fino a quando il dispositivo non può più essere spostato a mano.

3. Montaggio del sedile

Il sedile è un prodotto speciale e può essere montato e smontato senza attrezzi mediante una chiusura rapida. Per fare questo, inserire il pulsante sinistro dell'asta della cerniera nel foro della linguetta sinistra del sedile. Quindi premere il pulsante destro posto di fronte dell'asta della cerniera e inserirlo nel foro della linguetta destra del sedile (figura 2).

4. Montaggio della protezione dagli schizzi (figura 3)

Spingere la protezione nelle apposite scanalature dei due dischi rotondi. Ora premere la parte posteriore della protezione in avanti fino a quando il panno può essere spinto sotto la staffa. La protezione dagli schizzi può essere rimossa di nuovo seguendo le istruzioni in ordine inverso.

5. Funzionamento

Per regolare l'altezza, tirare verso l'alto il segmento per le apposite impugnature fino a quando il sedile del WC si blocca automaticamente nella posizione desiderata.

Per regolare il sedile in basso, tirare leggermente verso l'alto il segmento superiore (circa 1 cm). Poi premere in più con i pollici i due pulsanti cromati (figura 4) fino in fondo e poi lasciare scivolare il segmento superiore verso il basso. I pulsanti possono essere rilasciati quando si raggiunge la posizione desiderata.

6. Pulizia e manutenzione del supporto

Pulire il dispositivo in ogni sua parte a intervalli regolari. Per fare questo, rimuovere il dispositivo dalla tazza del WC e pulirlo con una soluzione saponata delicata. **Evitare** il contatto del dispositivo con detergenti contenenti cloro, sostanze abrasive o corrosive. Questi possono danneggiare la vernice in polvere o produrre la pellicola di ruggine sulle parti elettrolucide. Dopo la pulizia, sciacquare abbondantemente il dispositivo con acqua pulita.

7. Dati tecnici

Carico massimo ammissibile sul sedile del WC: 120 kg

Materiale base: alluminio e acciaio al nichel-cromo

Superficie: verniciata a polvere/elettrolucidata

Peso: 10,3 kg

Le viti di fissaggio hanno un interasse variabile da 142 a 172 mm.